

RACTIVEONE

RA-01 · 2026 EDITION

LUFTKOMPRESSIONS-BEINMASSAGER · LEG COMPRESSION MASSAGER · MASSEUR DE JAMBES

Revive Active

Das Feldhandbuch für deine Regeneration. The field manual for your recovery. Le manuel pour ta récupération.

DEUTSCH · 02

ENGLISH · 09

FRANÇAIS · 16

IM KARTON

Was du bekommen hast



TECHNISCHE DATEN

MASSAGE-MODI

5 Programme

LUFTDRUCK

bis 240 mmHg

LUFTKAMMERN

4 Kammern

DRUCK-STUFEN

7 Stufen

ZEITEINSTELLUNG

15 · 30 · 45 Min

STROMVERSORGUNG

Akkubetrieben

LIEFERUMFANG

1x Revive Active Boots

1x Ladekabel

1x Verbindungskabel

1x Anleitung


DAS GERÄT

So funktioniert's

Der Revive Active ist ein Luftkompressions-Beinmassager — entwickelt, um deine Beinmuskulatur zu entspannen und zu regenerieren.

Vier Luftkammern arbeiten nacheinander. Oberschenkel, Waden und Knöchel werden schrittweise massiert — die Technik einer manuellen Massage, nachgebaut in Luftdruck.

Das Resultat: bessere Durchblutung, gelöste Verspannungen, echte Erholung für müde Beine.



START

So startest du deine Regeneration


- 1 Einschalten**
Start/Pause-Taste drücken, um den Controller zu aktivieren.
- 2 Druck wählen**
Mit +/- die gewünschte Intensität einstellen. Niedrig beginnen, dann hocharbeiten.
- 3 Dauer festlegen**
Über die Zeit-Taste 15, 30 oder 45 Minuten wählen.
- 4 Modus finden**
Durch die Programme wechseln, bis der passende gefunden ist.
- 5 Zurücklehnen**
Die Arbeit übernimmt jetzt das Gerät.




„Die Arbeit ist leise. Das meiste davon sieht so aus.“

ANSCHLUSS

So schließt du den Controller an



Schritt 1 — Controller fixieren. Controller auf die Halterung am Boot setzen, bis er einrastet.



Schritt 2 — Schlauch einstecken. Clips an beiden Seiten drücken, Schlauch bis zum Einrasten einschieben.

HINWEIS NACH DER BENUTZUNG

Beim Verstauen den Schlauchanschluss vorsichtig lösen — **immer die Clips an beiden Seiten drücken**. So vermeidest du, dass der Stecker abbricht.

MESSAGE-MODI

Drei Programme, ein Ziel

Jeder Modus massiert die Luftkammern in einer anderen Reihenfolge. Du wählst, was dein Körper heute braucht.

MODUS 01

Sequenz

Automatische, kreisförmige Massage von unten nach oben. Der Standard — ideal für die tägliche Regeneration nach dem Training.

MODUS 02

Zirkulation

Individuell wählbarer Massagebereich. Richte die Intensität gezielt auf eine Stelle, die heute mehr Arbeit braucht.

MODUS 03

Ganzkörper

Das gesamte Bein wird schrittweise von unten nach oben massiert — für eine vollständige Aktivierung der Durchblutung.

DRUCK-STUFEN

30 · 50 · 80 · 120 · 160 · 200 · 240 mmHg

AKKU & PFLEGE

Anzeigen und tägliche Pflege

AKKUSTAND

● Grün	100 – 65 %
● Blau	65 – 25 %
● Rot	25 – 5 %

Unter 5 % schaltet sich das Gerät automatisch aus. Während des Ladens zeigt das Display „CH“ — dabei kann das Gerät nicht verwendet werden.

REINIGUNG & AUFBEWAHRUNG

- ✓ Controller mit weichem Tuch abwischen.
- ✓ Stoff mit Alkohol oder feuchtem Tuch reinigen.
- ✗ Keine Waschmittel, keine Tauchreinigung.
- ✓ Trocken lagern — außerhalb Reichweite von Kindern.
- ✓ Bei Nichtgebrauch alle zwei Monate nachladen.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn etwas nicht funktioniert

ANZEIGE / PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Gerät startet nicht	Akku ist leer.	Gerät vor dem Einschalten eine Weile aufladen.
Gerät startet nicht	Zeitfunktion aktiv — das Gerät hat sich automatisch abgeschaltet.	Gerät neu starten.
Er1 auf dem Display	Überspannungsalarm.	Nach automatischer Abschaltung und Spannungsreduzierung neu starten.
Niedriger Druckwert	Luftleck im Produkt.	Innerhalb der Garantiezeit Kundendienst kontaktieren.

BRAUCHST DU HILFE?

Schreib uns an support@ractiveone.com — wir antworten werktags persönlich, meistens innerhalb von 24 Stunden.

IN THE BOX

What's in your package



SPECIFICATIONS

MESSAGE MODES

5 Programs

AIR CHAMBERS

4 Chambers

TIME SETTING

15 · 30 · 45 min

AIR PRESSURE

up to 240 mmHg

PRESSURE LEVELS

7 Levels

POWER

Battery-powered

CONTENTS

1x Revive Active Boots

1x Charging Cable

1x Connection Cable

1x Manual


THE DEVICE

How it works

The Revive Active is an air compression leg massager — designed to relax and regenerate your leg muscles.

Four air chambers work in sequence. Thighs, calves, and ankles are massaged step by step — the technique of a manual massage, rebuilt in air pressure.

The result: improved blood circulation, relieved tension, real recovery for tired legs.



START

How to start your recovery


- 1 Turn on**
Press the Start/Pause button to activate the controller.
- 2 Set pressure**
Use +/- to set the intensity. Start low, then work your way up.
- 3 Set duration**
Choose 15, 30, or 45 minutes via the Time button.
- 4 Find your mode**
Cycle through the programs until you find the right one.
- 5 Lean back**
The device takes it from here.




"The work is quiet. Most of it looks like this."

CONNECTION

How to connect the controller



Step 1 — Fix the controller. Place the controller on the bracket at the boot until it clicks in.



Step 2 — Plug in the hose. Press the clips on both sides and push the hose in until it locks.

NOTICE AFTER USE

When storing, carefully release the hose connection — **always press the clips on both sides**. This prevents the connector from breaking.

MESSAGE MODES

Three programs, one goal

Each mode massages the air chambers in a different sequence. You choose what your body needs today.

MODE 01**Sequence**

Automatic, circular massage from bottom to top. The standard — ideal for daily recovery after training.

MODE 02**Circulation**

Individually selectable massage area. Direct the intensity to a spot that needs more work today.

MODE 03**Full Body**

The entire leg is massaged step by step from bottom to top — for a full activation of blood flow.

PRESSURE LEVELS**30 · 50 · 80 · 120 · 160 · 200 · 240 mmHg**

BATTERY & CARE

Indicators and daily care

BATTERY LEVEL

● Green	100 – 65 %
● Blue	65 – 25 %
● Red	25 – 5 %

Below 5 % the device shuts off automatically. While charging, the display shows "CH" — the device cannot be used during charging.

CLEANING & STORAGE

- ✓ Wipe the controller with a soft cloth.
- ✓ Clean fabric with alcohol or a damp cloth.
- ✗ No detergents, no immersion cleaning.
- ✓ Store dry — out of reach of children.
- ✓ Recharge every two months when not in use.

TROUBLESHOOTING

When something isn't working

DISPLAY / PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Device won't start	Battery is empty.	Charge the device before turning it on.
Device won't start	Timer active — the device has shut off automatically.	Restart the device.
Er1 on display	Overvoltage alarm.	After automatic shutdown and voltage reduction, restart.
Low pressure value	Air leak in the product.	Contact customer service within the warranty period.

NEED HELP?

Write to us at support@ractiveone.com — we respond personally on weekdays, usually within 24 hours.

DANS LA BOÎTE

Ce que tu reçois



SPÉCIFICATIONS

MODES DE MASSAGE

5 programmes

CHAMBRES À AIR

4 chambres

MINUTERIE

15 · 30 · 45 min

PRESSION D'AIR

jusqu'à 240 mmHg

NIVEAUX

7 niveaux

ALIMENTATION

Sur batterie

CONTENU

- 1x** Bottes Revive Active
- 1x** Câble de chargement
- 1x** Câble de connexion
- 1x** Manuel


LE PRODUIT

Comment ça fonctionne

Le Revive Active est un massEUR de jambes à compression d'air — conçu pour détendre et régénérer les muscles de tes jambes.

Quatre chambres à air travaillent en séquence. Cuisses, mollets et chevilles sont massés progressivement — la technique d'un massage manuel, reproduite par la pression d'air.

Le résultat : une meilleure circulation sanguine, des tensions relâchées, une vraie récupération pour des jambes fatiguées.



DÉMARRAGE

Comment démarrer ta récupération


- 1 Allumer**
Appuie sur le bouton Start/Pause pour activer la télécommande.
- 2 Choisir la pression**
Avec +/- règle l'intensité. Commence bas, puis monte progressivement.
- 3 Définir la durée**
Via le bouton Time, choisis 15, 30 ou 45 minutes.
- 4 Trouver ton mode**
Parcours les programmes jusqu'à trouver celui qui te convient.
- 5 Te détendre**
L'appareil prend le relais.




« Le travail est silencieux. La plupart du temps, ça ressemble à ça. »

CONNEXION

Comment connecter la télécommande



Étape 1 — Fixer la télécommande. Place la télécommande sur le support de la botte jusqu'à l'enclenchement.



Étape 2 — Brancher le tuyau. Appuie sur les clips des deux côtés et insère le tuyau jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

REMARQUE APRÈS UTILISATION

Lors du rangement, détache délicatement le raccord du tuyau — **appuie toujours sur les clips des deux côtés.** Cela évite que le connecteur ne casse.

MODES DE MASSAGE

Trois programmes, un seul but

Chaque mode masse les chambres à air selon une séquence différente. Tu choisis ce dont ton corps a besoin aujourd'hui.

MODE 01

Séquence

Massage automatique et circulaire du bas vers le haut. Le standard — idéal pour la récupération quotidienne après l'entraînement.

MODE 02

Circulation

Zone de massage sélectionnable individuellement. Dirige l'intensité vers une zone qui demande plus d'attention aujourd'hui.

MODE 03

Corps entier

Toute la jambe est massée progressivement du bas vers le haut — pour activer complètement la circulation sanguine.

NIVEAUX DE PRESSION

30 · 50 · 80 · 120 · 160 · 200 · 240 mmHg

BATTERIE & ENTRETIEN

Indicateurs et entretien quotidien

NIVEAU DE BATTERIE

● Vert	100 – 65 %
● Bleu	65 – 25 %
● Rouge	25 – 5 %

En dessous de 5 %, l'appareil s'éteint automatiquement. Pendant la charge, l'écran affiche « CH » — l'appareil ne peut pas être utilisé à ce moment.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

- ✓ Essuyer la télécommande avec un chiffon doux.
- ✓ Nettoyer le tissu avec de l'alcool ou un chiffon humide.
- ✗ Pas de détergent, pas de nettoyage par immersion.
- ✓ Ranger au sec — hors de portée des enfants.
- ✓ Recharger tous les deux mois en cas de non-utilisation.

DÉPANNAGE

Quand quelque chose ne fonctionne pas

AFFICHAGE / PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'appareil ne démarre pas	Batterie vide.	Recharger l'appareil avant de l'allumer.
L'appareil ne démarre pas	Minuterie active — l'appareil s'est éteint automatiquement.	Redémarrer l'appareil.
Er1 à l'écran	Alarme de surtension.	Après l'arrêt automatique et la réduction de tension, redémarrer.
Pression faible affichée	Fuite d'air dans l'appareil.	Contactez le service client pendant la période de garantie.

BESOIN D'AIDE ?

Écris-nous à support@ractiveone.com — nous répondons personnellement en semaine, généralement sous 24 heures.

DANKE · THANKS · MERCI

Recover like a **pro.**

DEUTSCH

Bewegung ist die Basis. Erholung ist die Multiplikation.

ENGLISH

Training is the base. Recovery is the multiplier.

FRANÇAIS

L'entraînement est la base. La récupération, la multiplication.

SUPPORT

support@ractiveone.com

WEBSITE

www.ractiveone.com

MODELL · MODEL · MODÈLE

Revive Active · RA-01

R A C T I V E O N E